



Sistema Antidecubito ad aria

Clinical Care



Materasso Sostitutivo del materasso ospedaliero

Alternante e Statico con Micro cessione d'Aria.
 Ciclo alternanza 1 in 2, regolabile da 10 a 25 min.
 Tecnologia Cell-on-Cell, protezione totale paziente.
 Sistema Zero pressione su tutto il materasso.
 Telo di copertura: Anti-microorganismi (MRSA),
 Impermeabile, Traspirante, Bi-elastico,
 Cerniere su quattro lati.
 Celle attive 20, cm a tutto spessore d'aria.
 Sistema energy saving: compressore attivo quando serve.
 Tasto Max gonfiaggio per attività di nursing.
 Mantiene automaticamente la regolazione per peso paziente
 sia in Alternate sia in Statico.

Dati Tecnici illustrativi del Prodotto

Materasso		
Dimensioni in condizioni d'uso	cm 20 x cm. 83 x cm. 200	
Peso	10,5 kg	
Numero celle	20 celle sostituibili a tutto spessore d'aria	
Materiali	Telo di copertura, rivestimento di poliuretano su supporto elasticizzato in poliestere Celle Poliuretano Base in Nylon/Poliuretano	
Certificazioni	CE - Ignifugicità sistema	
Latex free	Latex free	
Radiotrasparenza	Completamente radiotrasparente	
Pulizia e disinfezione	Pulire con detergenti neutri e disinfettare con soluzioni a base di ipoclorito di Sodio (1.000 ppm) o prodotti similari. Non utilizzare disinfettanti a base di Fenoli. Dopo aver lavato o disinfettato il materasso, lasciar asciugare per almeno 10 minuti. Il telo di copertura (completamente asportabile) può essere lavato e disinfettato in lavatrice, non utilizzare temperature superiori a 95° C. Dopo il lavaggio lasciar asciugare completamente all'aria prima di utilizzare nuovamente.	
Compressore		
Dimensioni	cm. 28,0 x cm. 20,5 x cm. 10,0	
Allarmi	Acustici silenziabili e visivi per malfunzionamento.	
Peso	kg. 2,6	
Funzionamento a rete	220 AC 50 Hz ; 12W, T1A	
Classe	II tipo BF	
Flusso aria:	8 l/m	
Rumorosità / Vibrazioni	max 36 dB (A) / Vibrazioni assenti.	
Temperatura / Umidità ambiente	Temperatura min +10°C max +35°C / Umidità min 20% max 80%	
Materiale guscio	ABS	
Agganci	Ganci retraibili per pediera. Posizionabile anche a terra.	
Pulizia e disinfezione	Pulire la superficie con un panno umido morbido. Per disinfettare utilizzare soluzioni a base di ammonio quaternario. Non utilizzare soluzioni a base di Fenoli o Ipercarbonati.	
Portata		
Portata terapeutica	200 kg, in qualsiasi articolazione del letto.	
Codici prodotto		
Sistema completo	Materasso, Telo di copertura, Tubi collegamento, Compressore	98.0000.05
Materasso XC80	Materasso, Telo di copertura, Tubi collegamento	98.0000.30
Compressore WM80-D	Comprensivo di agganci e cavo di alimentazione	98.0000.40
Telo sostitutivo	Con cerniere sui quattro lati	98.9900.30
Produttore		MOVI Spa – Divisione Wimed via Dione Cassio, 15 - 20135 Milano

