



## Cuscini Viscoflex

| Fabbricante   | Distributore  |
|---|---|
| <p>SYSTEMAM<br/>ZAE route de Casseneuil - Le Lédats –<br/>47300 Villeneuve sur Lot<br/>France</p> | <p>Movi S.p.A- Divisione Wimed<br/>Via Dione Cassio, 15<br/>20138 Milano<br/>Italia</p> |
|                  |       |



### Destinazione d'uso

Cuscino progettato per prevenire le lesioni da decubito tramite un'efficace distribuzione delle pressioni da contatto.

### Descrizione

Cuscino a forma anatomica con stabilizzatori laterali e frontali, in polimero cellulare viscoelastico ad alta densità in grado di memorizzare la sagoma del corpo; ciò determina una netta diminuzione delle pressioni transcutanee aumentando i punti di appoggio e migliorando, quindi, la circolazione sanguigna. I canali di areazione ottimizzano il microclima.

La copertura di cui è dotato è di materiale traspirante al vapore acqueo e impermeabile ai liquidi per permettere una semplice pulizia ed un buon comfort del paziente evitando macerazione della cute.

La bi-elasticità della fodera permette di ridurre le forze di frizione e taglio causa di lesioni cutanee.

La schiuma viscoelastica da cui è composto permette un perfetto adattamento del supporto alla morfologia del paziente, distribuendo le pressioni di contatto eliminando eventuali punti di pressione dannosi.

### Caratteristiche Tecniche

Densità del polimero viscoelastico 80 Kg/m<sup>3</sup>

Permeabilità della copertura > 240 g/m<sup>2</sup> 24h

Possibilità di utilizzo Con lesioni dal I al III stadio (EPUAP) (con riposizionamento)  
In presenza di un elevato rischio di sviluppo di piaghe

## Materiali

Cuscino Polimero viscoelastico ad alta densità

Copertura Polymaille

## Codici prodotti:

| Codice        | Descrizione  | Dimensioni (La x Lu x A, cm) | Portata max (kg) |
|---------------|--|------------------------------|------------------|
| P361C38381HW  | Viscoflex 38 x 38 h 8 con fodera                         | 38 x 38 h 8                  | 90               |
| P361C42421HW  | Viscoflex 42 x 42 h 8 con fodera                         | 42 x 42 h 8                  | 100              |
| P361C45421HW  | Viscoflex 45 x 42 h 8 con fodera                         | 45 x 42 h 8                  | 110              |
| P361C42461HW  | Viscoflex 42 x 46 h 8 con fodera                         | 42 x 46 h 8                  | 110              |
| P361C48431HW  | Viscoflex 48 x 43 h 8 con fodera                         | 48 x 43 h 8                  | 140              |
| P361C45461HW  | Viscoflex 45 x 46 h 8 con fodera                         | 45 x 46 h 8                  | 130              |
| P361C36361HW  | Viscoflex 36 x 36 h 8 con fodera                         | 36 x 36 h 8                  | 50               |
| P361CS42421HW | Viscoflex Soft 42 x 42 h 8 cm Fodera                     | 42 x 42 h 8                  | 70               |
| P361C51501HW  | Viscoflex 51 x 50 h 8 con fodera <b>Bariatrico</b>       | 51 x 50 h 8                  | 160              |
| P361C56461HW  | Viscoflex 56 x 46 h 8 con fodera <b>Bariatrico</b>       | 56 x 46 h 8                  | 230              |
| P361C61501HW  | Viscoflex 61 x 50 h 8 con fodera <b>Bariatrico</b>       | 61 x 50 h 8                  | 270              |
| P361C51461HW  | Viscoflex 51 x 46 h 8 con fodera <b>Bariatrico</b>       | 51 x 46 h 8                  | 150              |
| P361CP42421HW | Viscoflex <b>con divaricatore</b> 42 x 42 h 8 con fodera | 42 x 42 h 8                  | 100              |
| P361CP45421HW | Viscoflex <b>con divaricatore</b> 45 x 42 h 8 con fodera | 45 x 42 h 8                  | 110              |
| P361CP45461HW | Viscoflex <b>con divaricatore</b> 45 x 46 h 8 con fodera | 45 x 46 h 8                  | 130              |

**Conformità alla direttiva 93/42/CEE** Conforme alle direttiva 93/42/CEE così come modificata dalla Direttiva 2007/47/EEC

**Classe di appartenenza**

I

**Numero di registrazione**

66271/R

**CND**

Y033303

**Codice ISO**

**03.33.03.009**

**Pulizia/decontaminazione/disinfezione**

**Cuscino:** Pulire con acqua e sapone e risciacquare con acqua. Lasciar asciugare all'aria. Disinfettare mediante prodotti applicabili a freddo, quali ammonio quaternario, glutaraldeidi, ecc.

Può essere occasionalmente sterilizzato in autoclave.

**Copertura:** Lavare a 95°C, non utilizzare candeggina, non stirare. Lavaggio a secco con solventi tipo P. Asciugare in asciugatrice a temperature moderate.

**Emissione/Ultimo aggiornamento**

Data: 2-02-2011